

Nebulizador

- Se usa para llevar la medicina en forma de vapor hasta los pulmones
- Es muy importante saber cómo usarlo
- Debe mantenerse limpio



- Los niños menores de 4 años de edad o personas que no se mejoran cuando usan un inhalador, son los que usan el nebulizador
- El tubo de plástico, la taza del nebulizador, la boquilla y la mascarilla nunca deben compartirse
- Revise regularmente el filtro del compresor de aire, debe de cambiarlo cada 6 meses

Instrucciones de uso:

1. Ponga el compresor de aire en la mesa para que tenga una buena circulación de aire
2. Hay muchos modelos. Lea con cuidado las instrucciones del modelo que vaya a usar
3. Conecte la máquina a un enchufe eléctrico
4. Conecte el tubo de plástico a la máquina
5. Conecte la taza del nebulizador al tubo
6. La medicina se pone en la taza del nebulizador
7. El aire del compresor pasa por el tubo y la taza, donde la medicina se convierte en vapor
8. Si usa una mascarilla, debe cubrir la nariz y boca. Si está usando una boquilla, pongasela en la boca, entre los dientes y cierre los labios alrededor de la boquilla para que no se escape el aire.
9. Respire despacio y profundamente hasta que termine el tratamiento
10. Al terminar, retire la mascarilla o la boquilla
11. Continúe respirando profundamente por algunos minutos después de usarlo
12. Apague la máquina
13. Enjuague la tapa del nebulizador y la mascarilla o boquilla bajo el chorro de agua. Dejelos que se sequen, sin frotarlos.
14. Guarde todo el equipo y materiales en un lugar limpio y seco.

Limpieza del equipo:

- El tubo de plástico y el compresor de aire sólo se limpian por fuera
- Las piezas de plástico del equipo se deben enjuagar después de cada tratamiento
- Una limpieza profunda debe realizarse por lo menos cada tercer día. Sumerja las partes de plástico (taza del nebulizador, mascarillas, boquillas, y vasitos de medir para el medicamento) por 30 minutos en una solución de 1 parte vinagre y 3 de agua.
- Enjuague una vez más cada una de las partes bajo el chorro de agua
- Ponga las partes sobre una toalla, deje que se sequen.
- Ponga las partes en una bolsa de plástico.